

<ニュースリリース>

「クーデック クリア ラリングルマスク」発売に関するお知らせ

当社ではこの度「クーデック クリア ラリングルマスク」を発売いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新製品の概要

(1) 製品名

クーデック クリア ラリングルマスク

(2) 新製品の概要・特徴

「クーデック クリア ラリングルマスク」は全身麻酔や救命救急時に、気道確保の為に使用します。背面を強化した柔らかくクリアなカフが、挿入時のカフ先端のめくれ上がりを防ぎ、下咽頭に優しく密着します。新生児から成人用まで全 7 サイズをラインアップしました。

類別：機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管

一般的名称：短期的使用口腔咽頭気管内チューブ

JMDN コード：42424012

クラス分類：Ⅱ（管理医療機器）

販売名：クーデック クリア ラリングルマスク

承認番号：22100BZX01082000

販売業者：大研医器株式会社

製造販売業者：東京サーキット株式会社

製造業者：クー メディカル イクイップメント（上海）社



品番	マスクサイズ	患者選択の目安	入数	希望小売価格（税別）	JAN コード
CLM-C100	1	5kg 以下	10	16,800 円	456021745120
CLM-C150	1.5	5～10kg	10	16,800 円	456021745121
CLM-C200	2	10～20kg	10	16,800 円	456021745122
CLM-C250	2.5	20～30kg	10	16,800 円	456021745123
CLM-C300	3	30～50kg	10	16,800 円	456021745124
CLM-C400	4	50～70kg	10	16,800 円	456021745125
CLM-C500	5	70kg 以上	10	16,800 円	456021745126

2. 発売日 平成 21 年 1 2 月 2 4 日

3. 販売予定

平成 23 年 3 月期 3,000 ケース

(注) 記載の予想数値は、現時点において当社で判断したものであります。予想には様々な不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値とは異なる場合があります。