



COOPDECH

クーデック®コネクティングチューブ

- 柔軟でキンクしにくいチューブ設計です。豊富なラインアップでさまざまな吸引用途に対応します。
- 用途に応じて選べるコネクタ付きは多様な形状にフィットし、脱着もしやすくなっています。
- バブル（膨らみ）タイプはカット位置で自由な内径が得られます。
- 経済的なオートクレーブ滅菌対応のチューブもご用意しました。
- チューブの落下を防ぐベッドシートクリップ付きもラインアップしました。

一般医療機器

一般的名称：吸引チューブ

医療機器届出番号：27B1X00013000002

販売名：クーデックコネクティングチューブ



 大研医器株式会社



クーデック®コネクティングチューブ

WITH CONNECTORS コネクタ付き

脱着が容易なコネクタ付きチューブです。用途に合わせたコネクタ形状をお選びください。

- Lコネクタ**
 90°に接続しなければならない場合を想定した、キンクしにくいL字形コネクタです。屈曲・閉塞しにくいようにコネクタ部を強度設計しました。
- Fコネクタ**
 360°方向自由自在に首振り可能なフレキシブルタイプのコネクタです。ラッパ形状の薄型設計で柔らかく、脱着がしやすくなっています。
- Sコネクタ**
 フレキシブルな構造はそのままにソフトで弾力性のあるコネクタです。肉厚設計でさまざまな形状にしっかりフィットします。




Lコネクタ




Fコネクタ



Sコネクタ



バブルタイプ



30 METERS ROLL 30メートル巻

必要な長さにカットしてお使いいただけるよう、30m巻のチューブをご用意しました。

- バブルタイプ**
 バブル(膨らみ)を90cm間隔に設けました。切断する位置を変えることによって必要なチューブ内径が得られます。柔軟でありながら屈曲しにくい設計ですので、接合形状にぴったりフィットします。また、チューブ同士のくっつきを防ぐため、チューブ表面を梨地加工しました。
- オートクレープ(ストレート)タイプ**
 オートクレープ滅菌(121°C以下、20分以下)が可能です。安価であるだけでなく、透明性や引き裂き強度に優れています。また、他社シリコン製チューブと比較して静電気が起きにくいいため、ゴミが付着しにくくなっています。

クーデックコネクティングチューブ ● コネクタ付き

品番	チューブサイズ		両端のコネクタ形状	EOG滅菌	材質	付属品	入数	希望小売価格(税別)
	内径(mm)	長さ(m)						
FFCT-P5018FL	5.0	1.8	F/L	済	PVC	-	50本	16,000円
FFCT-P5018F			F/F					
FFCT-P5018S			S/S					
FFCT-P5030FL	5.0	3.0	F/L	済	PVC	-	50本	19,000円
FFCT-P5030F			F/F					
FFCT-P5030S			S/S					
FFCT-P5040FL	5.0	4.0	F/L	済	PVC	-	50本	21,000円
FFCT-P5040F			F/F					
FFCT-P6518FL			F/L					
FFCT-P6518F	F/F							
FFCT-P6518SL	S/L							
FFCT-P6518S	6.5	1.8	S/S	済	PVC	-	50本	16,000円
FFCT-P6530FL			F/L					
FFCT-P6530F			F/F					
FFCT-P6530SL	6.5	3.0	S/L	済	PVC	-	50本	21,000円
FFCT-P6530S			S/S					
FFCT-P6540FL			F/L					
FFCT-P6540F	F/F							
FFCT-P6560FL	F/L	済	PVC	-	30本	25,500円		
FFCT-P6560F	F/F							
FFCT-P6530SL-C	6.5						3.0	S/L
FFCT-P6530S-C		S/S						
FFCT-PN6518FL	6.5	1.8	F/L	未滅菌	PVC	-	50本	14,500円
FFCT-PN6518F			F/F					
FFCT-PN6530FL	6.5	3.0	F/L	未滅菌	PVC	-	50本	20,000円
FFCT-PN6530F			F/F					

クーデックコネクティングチューブ30メートル巻 ● バブルタイプ/オートクレープ(ストレート)タイプ

品番	タイプ	チューブサイズ		バブル間隔	全長/巻	EOG滅菌	材質	入数	希望小売価格(税別)
		内径(mm)	長さ(m)						
FFCT-P50M30	バブル	5.0~9.5	30.0	90cm	30m/巻	未滅菌	PVC	5巻	16,000円
FFCT-P65M30	バブル	6.5~10.5	30.0	90cm	30m/巻	未滅菌	PVC	5巻	19,000円
FFCT-PA70M30*	オートクレープ(ストレート)	7.0	30.0	-	30m/巻	未滅菌	PVC	5巻	30,000円

※滅菌の際は、変形の恐れがありますので、上に重量物を置かないでください。

- 記載の希望小売価格には、消費税は含まれておりません。
- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

製造販売業者



大研医器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2-6-2

本社 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2-6-2 TEL 0725-30-3150
 (製品に関するお問い合わせは、下記営業窓口にご連絡ください)
 札幌支店 〒001-0010 札幌市北区北十条西4-1-19 楠本第10ビル7F TEL 011-708-3060
 仙台支店 〒980-0011 仙台市青葉区上杉2-3-7 K2小田急ビル6F TEL 022-214-4561
 さいたま支店 〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町1-11-1 YK-10ビル7F TEL 048-650-9925
 東京支店 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-4-5 東神田堀商ビル7F TEL 03-5835-5011
 横浜支店 〒220-0004 横浜市西区北幸2-9-40 銀洋ビル5F TEL 045-872-0700
 名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦1-19-24 名古屋第一ビル7F TEL 052-559-1286
 金沢営業所 〒920-8203 金沢市鞍月5-181 AUBE 4F TEL 076-238-9950
 大阪支店 〒540-0036 大阪府中央区船越町1-6-6 レナ天満橋ビル7F TEL 06-6943-1161
 広島支店 〒732-0827 広島市南区福荷町5-18 三共福荷町ビル2F TEL 082-568-2377
 福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-10-15 博多駅東アトルビル5F TEL 092-481-1751
 COOPDECHの製品情報はホームページでご覧いただけます → <http://www.daiken-iki.co.jp/>

代理店



この印刷物は、環境にやさしい「大豆油インキ」を使用しています。

2019.8

カタログ記載内容2019年8月現在 (1908B)