

2020年10月23日

報道関係各位

会社名 大研医器株式会社
代表者名 代表取締役社長 山田 圭一
(コード番号：7775 東証第一部)
問合せ先 管理部 長 玉牧 健二
(TEL. 06-6231-9917)

医療用吸引器「クーデックバイロン」 発売予定のお知らせ

医療機器製造販売の大研医器株式会社（大阪府和泉市、代表取締役社長：山田圭一、東証一部上場）は、2020年9月28日、医療用吸引器「クーデックバイロン」の製造販売の届出を行いました。届出日以降、順次サンプル出荷を開始しております。

本品は、当社が30年にわたって販売してきた国内トップシェアを誇る医療用吸引器「フィットフィックス」に代わる次世代吸引器の世界標準となるように開発を進めてきた製品です。これまでにないタッチパネルを使用した排液管理システムを提供することで医療従事者の負担を軽減し、医療安全をより向上させることに寄与します。

特徴

- 電子計量した排液量をタッチパネルモニタに表示し、「マーク機能」により、イベントごとの排液データ履歴を残すことができ、医療従事者の負担軽減に寄与します。
- 計量機能を活用した新たな「連続吸引モード」を実現し、強い吸引力が維持できます。
- 設計を大幅に見直し、ライナーの接続口を1個所にすることで誤接続防止を実現しました。医療安全に貢献します。
- 凝固剤を内蔵しながらも梱包時の体積が半分以下となりコンパクトに収納できます。

本品は製品実現に関わる5件の特許を出願しており、今後、国内のみならず海外市場への早期参入、拡大を目指してまいります。

製品概要は次の通りです。

〈製品概要〉

販売名：クーデックバイロン

一般的名称：真空吸引器

届出番号：27B1X00013000008

構成：バイロン・排液処理容器
バイロンライナー凝固型 3.5L
バイロンライナー排出型 3.5L

バイロン・付属消耗品
バイロン切替チューブLコネクタ付
バイロン配管保護装置
バイロン排液フィルタ

バイロン・付属備品
バイロンキャニスタ 3.5Lタイプ
バイロンレギュレータユニット
バイロントロリー3.5L 2本タイプ（非医療機器）



-----【本件に関するお問い合わせ先】-----
大研医器株式会社 管理部 玉牧、伊丹、中沢
Tel：06-6231-9917、FAX：06-6231-9902、
〒541-0046 大阪市中央区平野町2丁目5番8号 平野町センチュリービル4階